



SECRETARÍA DE SALUD

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVÍCIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO

01066E2000 SSA

No. DE SOLICITUD

153300421C0439

Con fundamento en los artículos 4° párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículo 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud; 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 190 bis 3, 190 bis 4 y 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios; así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011, en el Diario Oficial de la Federación; se prorroga el presente bajo las siguientes condiciones:

Titular del registro:

Boston Scientific de México, S.A. de C.V.

Domicilio:

Avenida de los Ángeles No. 303 interior 10, Colonia San Martín Xochinahuac,

Delegación Azcapotzalco, C.P. 02120, Distrito Federal, México.

R.F.C.

BSM961107QV7

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Denominación Distintiva:

Dispositivo de resección en el adenoma benigno de próstata. Boston Scientific

Denominación Genérica:

Dispositivo electroquirúrgico

Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:

Equipo Médico

Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:

Clase II

Fabricado por:

ProSurg Inc.

Domicilio:

2193 Trade Zone Blvd. San José, CA 95131, E.U.A.

Distribuido por:

- 1. Boston Scientific de México, S.A. de C.V.
- 2. Boston Scientific Corporation. (Distribuidor en el Extranjero).
- 3. Prosurg Inc.

Domicilio:

- Avenida de los Ángeles No. 303 interior 10, Colonia San Martín Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02120, Distrito Federal, México.
- 2. 300 Boston Scientific Way Marlborough, MA 01752, E.U.A.
- 3. 2193 Trade Zone Blvd San José, CA 95131, E.U.A.

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras LHoja LLGE, ALG 153300421 C0439 Entércimiente Sabdirección Ejecutos de Servicio de Sabdo y Dispositivos Médicos Comisión da A 0





Se emplea para realizar resección en el adenoma benigno de próstata. Los dispositivos electroquirúrgicos se utilizan con resectoscopios y sistemas de succión/ irrigación, empleado en procedimientos de cirugía endoscópica en el tejido blando urológico general: resección, ablación, hemostasis, coagulación y escisión de tejido prostático y vejiga que involucren tumores, cáncer vesical, hipertrofia prostática (benigna o maligna), biopsia de próstata y vejiga, reseción transuretral de próstata, constricción uretral, de vejiga y cuello vesical.

Descripción:

Los dispositivos electroquirúrgicos contienen un electrodo en la orilla distal de un eje flexible y un conector de frecuencia de radio (RF) en el extremo proximal el cual se introduce en una unidad electroquirúrgica utilizando un cable de conexión monopolar/bipolar.

Presentaciones:

Dispositivo de resección en el adenoma benigno de próstata. Boston Scientific

Empaque individual estéril, en cajas que contienen 5 y 10 piezas.

Powerball TM
Rollerball TM
Cutting Loop
Incision Blade
Tuip Knife

| PowerBall™ | | |
|---|-------------|--------------------|
| Descripción | UPN | Número de Catálogo |
| STORZ SINGLE POWERBALL 24F BX5 | M0068802011 | 880-201 |
| CIRCON/ACMI POWERBALL 24F BX5 | M0068802111 | 880-211 |
| STORZ DOUBLE POWERBALL 24F BX5 | M0068802211 | 880-221 |
| OLYMPUS POWERBALL 24F BX5 | M0068802311 | 880-231 |
| WOLF POWERBALL 24F BX5 | M0068802411 | 880-241 |
| POWER BALL ELECTR CIRCON CLASSIC 24F B5 | M0068802511 | 880-251 |

| RollerBall | | | |
|--|-------------|--------------------|--|
| Descripción | UPN / | Número de Catálogo | |
| STORZ SINGLE ROLLBALL 24F BX10 | M0068802051 | (880-205 | |
| STORZ SINGLE ROLL BALL 27F B10 | M0068802061 | 880-206 | |
| CIRCON/ACMI ROLLBALL 24F BX10 | M0068802151 | 880-215 | |
| CIRCON/ACMI ROLLBALL 26F BX10 | M0068802161 | 880-216 | |
| STORZ DOUBLE ROLLBALL 24F BX10 | M0068802251 | 880-225 | |
| STORZ DOUBLE ROLLBALL 27F BX10 | M0068802261 | 880-226 | |
| OLYMPUS ROLLERBALL 24F BX10 | M0068802351 | 880-235 | |
| OLYMPUS ROLLERBALL 26FR BX10 | M0068802361 | 880-236 | |
| WOLF ROLLERBALL 24F BX10 | M0068802451 | 880-245 | |
| WOLF ROLLERBALL 26F BX10 | M0068802461 | 880-246 | |
| ROLLER BALL ELECTR CIRCON CLAS 24F B10 | M0068802551 | 880-255 | |
| ROLLER BALL ELECTR CIRCON CLAS 26F B10 | M0068802561 | 880-256 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM STORZ S 24F B10 | M0068804011 | 880-401 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM STORZ S 27F B10 | M0068804021 | 880-402 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM ACMI 24F B10 | M0068804111 | 880-411 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM ACMI 26F B10 | M0068804121 | 880-412 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM STORZ D 24F B10 | M0068804211 | 880-421 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM STORZ D 27F B10 | M0068804221 | 880-422 | |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM OLYMPUS 24F B10 | M0068804311 | 880-431 | |

ι

 α





| ROLLER BALL ELECTR 5MM OLYMPUS 26F B10 | M0068804321 | 880-432 |
|--|-------------|---------|
| ROLLER BALL ELECTR 5MM WOLF 24F B10 | M0068804411 | 880-441 |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM WOLF 26F B10 | M0068804421 | 880-442 |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM CIRCON CL 24F B10 | M0068804511 | 880-451 |
| ROLLER BALL ELECTR 5MM CIRCON CL 26F B10 | M0068804521 | 880-452 |

| Cutting Loop | | | |
|--|-------------|--------------------|--|
| Descripción | UPN | Número de Catálogo | |
| STORZ SINGLE CUT LOOP 24F BX10 | M0068802031 | 880-203 | |
| STORZ SINGLE CUT LOOP 27F BX10 | M0068802041 | 880-204 | |
| CIRCON/ACMI CUT LOOP 24F BX10 | M0068802131 | 880-213 | |
| CIRCON/ACMI CUT LOOP 26F BX10 | M0068802141 | 880-214 | |
| CUTTING LOOP ACMI 28F B10 | M0068802191 | 880-219 | |
| STORZ DOUBLE CUT LOOP 24F BX10 | M0068802231 | 880-223 | |
| STORZ DOUBLE CUT LOOP 27F BX10 | M0068802241 | 880-224 | |
| OLYMPUS CUTTING LOOP 24F BX10 | M0068802331 | 880-233 | |
| OLYMPUS CUTTING LOOP 26F BX10 | M0068802341 | 880-234 | |
| CUTTING LOOP OLYMPUS 28F B10 | M0068802391 | 880-239 | |
| WOLF CUTTING LOOP 24F (BX10) | M0068802431 | 880-243 | |
| WOLF CUTTING LOOP 26F (BX10) | M0068802441 | 880-244 | |
| CUTTING LOOP WOLF 28F B10 | M0068802491 | 880-249 | |
| CUTTING LOOP CIRCON CLASSIC 24F B10 | M0068802531 | 880-253 | |
| CUTTING LOOP CIRCON CLASSIC 26F B10 | M0068802541 | 880-254 | |
| CUTTING LOOP CIRCON CLASSIC 28F B10 | M0068802581 | 880-258 | |

| Incision Blade | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| Descripción | UPN | Número de Catálogo |
| INCISION BLADE FOR STORZ | M0068805011 | 880-501 |
| INCISION BLADE FOR CIRCON | M0068805111 | 880-511 |
| INCISION BLADE FOR DOUBLE STORZ STEM | M0068805211 | 880-521 / |
| INCISION BLADE FOR OLYMPUS | M0068805311 | 880-531 |
| INCISION BLADE FOR WOLF | M0068805411 | 880-541 |
| INCISION BLADE FOR CIRCONIA CLASSIC | M0068805511 | 880-551 |

| TUIP Knife | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--|
| Descripción | UPN | Número de Catálogo | |
| STORZ SING TUIP KNIFE 24F B10 | M0068802071 | 880-207 | |
| CIRCON/ACMI TUIP KNIFE 24F B10 | M0068802171 | 880-217 | |
| STORZ DOUBL TUIP KNIFE 24F B10 | M0068802271 | 880-227 | |
| OLYMPUS TUIP KNIFE 24F B10 | M0068802371 | 880-237 | |
| WOLF TUIP KNIFE 24F B10 | M0068802471 | 880-247 | |
| TUIP KNIFE CIRCON CLASSIC 24F B10 | M0068802571 | 880-257 | |


Envase primario y secundario: bandeja de PETG que a su vez es sellada térmicamente dentro de una bolsa Tyvek / Mylar, posteriormente la bolsa es colocada dentro de una caja de anaquel blanca (10 unidades).

Caducidad:

36 meses, conservándose a temperatura ambiente controlada

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras e enmendaduras

in de Autorización Sanitarid D







Fecha de prórroga de registro sanitario:

30 de septiembre de 2015

Fecha de emisión:

11 de junio de 2015

Fecha de vencimiento:

30 de septiembre de 2020

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

NORMA MORALES VILLA

OBSERVACIONES AL REGISTRO

- 1. El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
- 2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan
- 3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
- 4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión
- 5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a to establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
- 6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
- 7. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.

MINS/MACR/XOH

Este documento no es válido si presenta tachaduras, borraduras o enmendaduras . Hola 4 de 4 ... 153300421 C0439 hubbajulatas subdirectos Escapira de Semilia de Audit Depositivo Médica Combido de A